

# Documentação Técnica do Projeto Web

## Visão Geral

Este projeto consiste em uma interface web para visualização e análise de dados, com foco em:

- Estrutura da Interface:** Definida em `index.html`.
- Estilização:** Definida em `styles.css`.
- Lógica de Aplicação:** Implementada em `app.js`, que é um sistema de aquisição de dados em tempo real via Web Serial API.

## 1. Arquivo `index.html` (Estrutura da Interface)

O arquivo `index.html` define a estrutura principal da aplicação, utilizando o framework **Bootstrap** para layout e componentes.

Seção Principal	Componentes Chave	Descrição
<b>Hero/Branding</b>	<code>.brand-hero</code> , <code>.brand-switch</code>	Seção de destaque no topo, com título, descrição e um seletor para alternar entre modos (provavelmente Titulação/pH).
<b>Controles de Perfil</b>	<code>#instrument</code> , <code>#profile-actions</code>	Permite selecionar o instrumento (perfil de comunicação serial) e gerenciar perfis (importar/exportar).
<b>Controles de Conexão</b>	<code>#toggle-button</code> , <code>#status</code>	Botão para conectar/desconectar via Web Serial e área de status da conexão.
<b>Gráfico em Tempo Real</b>	<code>#real-time-chart</code>	Exibe os dados brutos recebidos em tempo real. Permite configurar limites do eixo Y ( <code>#rt-y-min</code> , <code>#rt-y-max</code> ) e o campo a ser plotado ( <code>#rt-field-select</code> ).
<b>Gráfico de Titulação</b>	<code>#experiment-chart</code>	Exibe o gráfico de titulação (volume vs. pH/outra parâmetro).
<b>Gráfico de Derivada</b>	<code>#derivative-chart</code>	Exibe o gráfico da primeira ou segunda derivada, útil para determinar o ponto de equivalência.
<b>Tabelas de Dados</b>	<code>#real-time-table</code> , <code>#experiment-table</code>	Exibem os dados brutos em tempo real e os pontos de titulação adicionados manualmente.
<b>Controles de Dados</b>	<code>#volume</code> , <code>#add-experiment-data-button</code>	Campo para inserir o volume de titulante e botão para registrar um ponto de titulação.
<b>Exportação</b>	Botões de download ( <code>#download-*-data-button</code> )	Permitem exportar os dados brutos, de titulação e de derivada para arquivos CSV.

## 2. Arquivo `styles.css` (Estilização)

O `styles.css` utiliza uma abordagem limpa e moderna, complementando o Bootstrap com estilos personalizados.

Seção	Classes/Seletores Chave	Propósito
Variáveis	<code>:root</code> ( <code>--brand-from</code> , <code>--brand-to</code> )	Define cores primárias da marca para fácil manutenção.
Tabelas	<code>.scrollable-table</code> , <code>.table th</code> , <code>.table td</code>	Estilos para tornar as tabelas responsivas e com cabeçalhos fixos ( <code>position: sticky</code> ), melhorando a experiência de rolagem.
Hero	<code>.brand-hero</code>	Estiliza a seção de destaque com um gradiente de cores ( <code>linear-gradient</code> ) e sombras.
Modal	<code>.modal-overlay</code> , <code>.modal-panel</code>	Define a aparência e o comportamento de um modal de instruções, incluindo transições de opacidade e transformação.
Formulários	<code>.form-control:focus</code>	Estilos de foco aprimorados para campos de formulário.
Gráficos	<code>canvas</code> , <code>.derivative-chart-container</code>	Garante que os elementos de gráficos tenham bordas arredondadas e que o gráfico de derivada tenha dimensões fixas.

## 3. Arquivo `app.js` (Lógica de Aplicação - Web Serial Data Acquisition)

O `app.js` é o núcleo da aplicação, responsável por gerenciar a comunicação serial, o processamento de dados, o armazenamento e a visualização.

# Fluxo de Trabalho e Componentes Chave



Função Principal	Funções/Variáveis Chave	Descrição
Utilidades	<code>beep()</code> , <code>csvFromRows()</code> , <code>downloadCSV()</code>	Funções auxiliares para feedback sonoro, formatação de dados para CSV e download de arquivos.
Gerenciamento de Estado	<code>rt</code> , <code>tit</code> , <code>der</code> , <code>connected</code> , <code>currentProfile</code>	Variáveis globais para armazenar dados em tempo real ( <code>rt</code> ), dados de titulação ( <code>tit</code> ), dados de derivada ( <code>der</code> ), status da conexão e o perfil de instrumento ativo.
Persistência de Dados	<code>persistSession()</code> , <code>restoreSession()</code>	Salva e restaura o estado da sessão (dados e configurações) no <code>localStorage</code> para evitar perda de dados em caso de desconexão ou fechamento acidental.
Auto-Exportação	<code>chooseExportFolder()</code> , <code>exportAllToFolder()</code>	Utiliza a File System Access API para permitir que o usuário escolha uma pasta para salvar automaticamente os dados exportados.
Conexão Serial	<code>connect()</code> , <code>disconnect()</code> , <code>startReading()</code>	Gerencia a abertura e fechamento da porta serial, e inicia o loop de leitura contínua dos dados do instrumento.
Processamento de Dados	<code>parseLine()</code> , <code>updateData()</code>	Analisa a linha de dados recebida do instrumento (baseado no perfil de instrumento) e adiciona o ponto de leitura aos arrays de dados.
Cálculo de Derivada	<code>calculateDerivative()</code>	Calcula a primeira e segunda derivada dos dados de titulação para ajudar a identificar o ponto de equivalência.
Atualização de UI	<code>updateRTChart()</code> , <code>updateTitChart()</code> , <code>renderTable()</code>	Atualiza os gráficos (Chart.js) e as tabelas HTML com os dados mais recentes.

## Fluxo de Inicialização

1. **Inicialização:** Ao carregar a página ( `DOMContentLoaded` ), o script tenta restaurar uma sessão anterior ( `restoreSession()` ) e carrega os perfis de instrumentos ( `loadProfiles()` ).
2. **Persistência:** O armazenamento persistente é solicitado ( `requestPersistentStorage()` ) e a pasta de auto-exportação é restaurada ( `restoreExportFolder()` ).
3. **Validação:** O intervalo de leitura é validado ( `validateInterval()` ).

## Fluxo de Conexão

1. **Conexão:** O usuário clica em "Conectar". A função `connect()` solicita acesso à porta serial e abre a conexão com as configurações do perfil selecionado.
2. **Leitura:** `startReading()` inicia um `setInterval` que chama `reader.read()` para ler continuamente os dados brutos da porta serial.
3. **Parse:** Os dados são decodificados, o buffer é processado e as linhas são passadas para `parseLine()` para extração dos valores.
4. **Atualização:** Um segundo `setInterval` ( `setUpdateInterval()` ) chama `updateData()` para atualizar os gráficos e tabelas com os dados processados.

## Fluxo de Titulação

1. **Adição de Ponto:** O usuário insere o volume e clica no botão "Adicionar".
2. **Registro:** A função `addTitPoint()` registra o ponto ( `pH` , volume, etc.) no array `tit` .
3. **Derivada:** A função `calculateDerivative()` é chamada para recalcular a derivada com o novo ponto.
4. **Atualização:** Os gráficos de titulação e derivada são atualizados.
5. **Persistência:** O estado é salvo ( `persistSession()` ).